


Nummer 13

1 maj 2009 – 30 april 2010

Kombinationer lyftselar – personlyftar

provade av HjälpmedelsCenter Väst enligt samarbetsavtal



Avtalet har undertecknats av följande leverantörer:

Arjo Huntleigh • Etac Sverige AB • Guldmann Sverige AB
Human Care HC Sweden AB • Invacare AB • Liko AB – A Hill-Rom Company
Molift AB • Pernova Hjälpmedel AB • RoMedic AB • Svart på Vitt AB

Samarbetsavtal

Utprovaren/förskrivaren av lyftselar kan **efter en dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**, kombinera en lyftsele och personlyft av olika fabrikat från leverantörer som medverkar i kombinationslistan. Vilka kombinationer som är godkända respektive inte godkända framgår av den årligen upprättade kombinationslistan.

Leverantörerna som ingått i samarbetet tar i förekommande fall ansvar var och en för sin produkt och för att produkterna är säkra att använda i kombinationen med varandra enligt kombinationslistan.

HjälpmedelsCenter Väst gör opartiska provningar om kombinationernas lämplighet och säkerhet. I de fall någon leverantör gör annan bedömning kan endera parten (leverantör) välja att ta ansvar för hela kombinationen, d v s för både sin egen och den andra partens produkt, vilket markeras särskilt i kombinationslistan. Detta med hänvisning till Läkemedelsverkets skrivning ”Förhållningssätt till alternativa tillbehör”.

Personlyften och lyftselen skall vara CE märkta enl. medicintekniska direktivet, MTD 93/42/EEG (LVFC 2003:11) och uppfylla kraven i gällande standard för personlyftar, EN ISO 10535.

Vårdgivaren ska följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Avsägande av ansvar

Denna kombinationslista är framtagen och utvecklad genom ett svenskt samarbete för den svenska marknaden. De produktleverantörer och producenter som förekommer i kombinationslistan låter inte på något sätt göra gällande att innehållet i kombinationslistan är lämpligt för vägledning eller användning utanför Sverige. Produktansvar gentemot leverantörer och producenter i enlighet med samarbetsavtalet kan således endast göras gällande inom Sverige. För eventuella nationella avvikelser angående produkter eller produktansvar i andra länder än Sverige ansvaras ej. Kombinationer av produkter enligt kombinationslistan i andra länder än Sverige sker helt på användarens egen risk och ansvar. Användaren ansvarar också för att lokala bestämmelser åtgärdas vid användande av produkter enligt kombinationslistan.

Kombination av produkter

Om man inom hjälpmedelsverksamheterna (motsvarande) sätter ihop CE-märkta produkter som inte är avsedda att kombineras med varandra så upphör tillverkarens produktsäkerhetsansvar. Samtidigt överförs tillverkaransvaret till den som svarar för den nya kombinationen.

Det är alltid tillverkaren (den som svarar för CE-märkningen) som ska bedöma och deklarerar hur de egna produkterna kan kombineras med andra produkter.

Om en tillverkare väljer att kombinera produkter från olika tillverkare får säkerheten inte påverkas och ingen av de ingående produkternas prestanda får försämrats när de används tillsammans. Sammanlänkningsen mellan de olika produkterna inkluderas i detta krav. Den tillverkare som hävdar kompatibilitet och att kombinationen är säker, inklusive den sammanhållande länken, ska kunna verifiera detta. Det samma gäller att den sammansatta produkten har utlovade prestanda och att en riskanalys av kombinationen är genomförd.

Tillverkare som har produkter som kan eller är avsedda för att kombineras med andra tillverkarens produkter bör eftersträva att reglera förhållandet i ett avtal, kombinationsavtal.”

*Ur skriften: Specialanpassade Medicintekniska Produkter.
Hjälpmedelsinstitutet 2007. Beställningsnummer: 06339*

Innehållsförteckning

Provningsmetod	4
Tips	5
Periodisk inspektion av lyftselar	5, 8-9
Lyftbyglar	10-17
Lyftselar Delade benstöd - låg rygg	18-21
Lyftselar Delade benstöd - axelhög rygg	22-25
Lyftselar Delade benstöd - hög rygg	26-35
Amputationsseklar benstöden kopplade omlott, endast 2-punktsbygel	36-39
Amputationsseklar korsade benstöd	40-43
Toalett/Hygiensele	44-49
Lyftband	48-49
Lyftselar - odelade benstöd låg rygg	50-51
Lyftselar odelade benstöd - hög rygg	52-55
Gåbälte Lyftväst	56-59
Övrigt	60-61
Leverantörsförteckning	62

Provningsmetod

av kombinationer personlyftar - lyftselar utförda av HjälpmedelsCenter Väst (HMCV)

Lyftsele: storlek medium (alla storlekar anges med samma resultat som stl medium.)

Lyftbygel: Lyftbyglar enligt lista är monterade på antingen taklyft eller hjullyft.

Provperson: Kvinna, längd 172 cm, vikt 65 kg.

Lyftselen **lyftband** kopplas på lyftbygeln i första hand i dess yttersta läge.

Lyftselar med fler infästningspunkter testas vid behov på annan nivå.

Om ej annat anges i leverantörens bruksanvisning, korsas **benstöden** (se bild 1) på samtliga lyftselar med delade benstöd. I annat fall är lyftselen placerad enligt anvisning.

Amputationsselar testas på två sätt, med benstöden kopplade omlott och korsade.

Resultaten redovisas separat (se sidan 36 – 42).

Provpersonen lyfts från sittande.

Vid test av gåbälte/lyftväst, på lyftbygel monterad på taklyft, gör provpersonen en uppresning till stående (se bild 2).

Följande kombinationer provas inte:

- Lyftsele - lyftbygel från en och **samma leverantör** (leverantören tar alltid ansvar för sina egna produkter)
- Storlek XXS, XS, S, L, XL, XXL (eller motsvarande)
- Ståsele/lyftväst i kombination med lyftbyglar som enbart monteras på hjullyftar.
- Amputationsselar med omlottkoppling på 3-punktsbygel.
- Lyftselar med odelade benstöd på 3-punktsbygel.
- Lyftselar vars modell endast möjliggör att man har armarna placerade på insidan av lyftselen, testas inte på lyftbyglar som är **smalare än 35 cm**.

Resultat:

Kriterier för att inte rekommendera en kombination enligt HjälpmedelsCenter Västs (HMCV) tester är:

1. När brukarens huvud slår i lyftbygeln före och under lyftet (bild 3).
2. När brukaren faller bakåt eller glider ner ur lyftselen på grund av felaktig lyftsymmetri.
3. När inte alla lyftselen bandöglor går att trä på lyftbygeln krokar/upphängningsanordning.

Kriterier för att inte rekommendera en kombination enligt leverantören är att en kombination ej får stå i konflikt till lyftselen bruksanvisning. Ett annat exempel är om det finns risk för skadlig påfrestning på lyftselen.


Teckenförklaring:

- Godkänd kombination**
- Ej godkänd kombination**
- Tom ruta** - Ej provad kombination
- Exempel:** Kombination där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se lista över signaturer här bredvid.

Lista över företagens "signatur":

Arjo Scandinavia AB	AH
Etac Sverige AB	EC
Guldmann Sverige AB	GU
Human Care Lifts AB	HC
Invacare AB	IVC
Liko AB	LI
Molift AB	MO
Pernova Hjälpmedel AB	PH
RoMedic AB	ROM
Svart på Vitt AB	SPV

OBS! När maxlasten är olika på personlyften respektive lyftselen, är det den lägsta maxvikten som gäller!



OBS! Avvikelser från testpersonen, i fråga om storlek, individuella mått mm, eller om lyftselsens lyftband med hänsyn till brukaren bör kopplas annorlunda, kan ge ett annat resultat än det som framgår av listan. Om kombinationen inte är godkänd enligt kombinationslistan, ta kontakt med berörda leverantörer för ett godkännande. Storlek, material och de individuella behov hos brukaren som finns med i bedömningen vid val av lyftsele, avgörs i utprovningssituationen där brukaren medverkar.
Kombinationslistan ersätter inte en individuell utprovning!

Vad gör jag...

... om det är ett streck eller en tom ruta för en kombination som fungerar?

Ibland uppnås en bra symmetri i lyftet genom att använda förlängningsband eller olika nivåer på lyftselsens lyftband.

– Kontakta de leverantörer som ingår i kombinationen, beskriv anpassningen och be om ett skriftligt godkännande för den specifika utprovningen.

... om lyftselen behöver anpassas med förlängningsband?

De flesta leverantörer har s k förlängningsband/anpassningsband i sitt sortiment.

En gemensam uppfattning är att man ska använda band från samma leverantör som lyftselen. Alla leverantörer utom Liko AB anser att undantag kan göras under förutsättning att förlängningsbanden är testade och väl märkta med max vikt.

Korsade sortiment kan vid behov användas att trä över lyftselsens benstöd – se bild 4.

På så vis minskas öppningen mellan benstöden.

Periodisk inspektion av personlyftar och lyftselar

Periodisk inspektion av en personlyft bör utföras med de tidsintervall som anges av tillverkaren, dock minst en gång per år. Med periodisk inspektion menas en visuell kontroll och de funktionsprov och underhållsåtgärder som kan behövas.

Varje inspektion bör inkludera ett arbetsprov under en cykel med max last.

Periodisk inspektion av de mjuka kroppsbärande enheterna (**lyftselar**) bör utföras vid de tidsintervaller som bestäms av tillverkaren och enligt tillverkarens anvisningar men minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas när de mjuka kroppsbärande enheterna används eller tvättas oftare än normalt. Vid en periodisk inspektion kontrolleras bl a selen märklapp – att den är läslig och att lyftband, sömmar och tyget är intakt.

För mer information om periodisk inspektion av lyftselar, se sid 8-9.

Vill du veta mer?

För mer information om skriften gå in på HjälpmedelsCenter Västs hemsida www.hmcv.se.



Arbeta med personlyft

Vägledning och råd för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar.

Reifeldt, Skebäck, Timm, 2007

Skriften beskriver hur man på ett säkert sätt arbetar med personlyftar och lyftselar. Hur man applicerar en lyftsela och handhar personlyften på ett ergonomisk bra sätt. Den är rikt illustrerad och har tagits fram som kursmaterial för vårdpersonal och personliga assistenter. Skriften har 30 sidor och ingår som kursmaterial i HjälpmedelsCenter Västs kurser omkring personlyftar.



Arbeta med manuella förflyttningar

Vägledning och råd för dig som arbetar med manuella förflyttningar.

Schilliger, Johansson, 2007

För att kunna assistera i förflyttningar behövs grundläggande kunskaper i vad som påverkar förflyttningen, så som själva förflyttningstekniken och kunskap om personens fysiska och psykiska förmågor. Men det behövs också kännedom om vår kropp som redskap, dess styrkor och begränsningar.

Skriften är rikt illustrerad med bilder och beskriver grunderna i hur man på ett säkert och värdigt sätt arbetar med manuella förflyttningar. Skriften har tagits fram som kursmaterial utbildningar i manuella förflyttningar.



Förflyttning med övervikt

Reifeldt, 2008

Den här boken handlar om hur omvårdnad och förflyttning kan anpassas till människor som har en funktionsnedsättning till följd av extrem fetma. Boken är ett resultat av studier på Karolinska Institutet, litteraturstudier, studieresor till sjukhus i USA och samtal med sjukvårdspersonalen. Jag har genom Överviktigas Riksförbund (ÖR) fått kontakt med sexton kvinnor och män i åldrarna 30 - 72 år, som generöst har delat med sig av sina egna erfarenheter. Fjorton av dem har extrem fetma med BMI mellan 41-102. Genom våra samtal har jag fått en ovärderlig insikt i hur det är att leva med grav övervikt.

Skriften vänder sig till Dig som är gravt överviktig och till Er som har kontakt med eller arbetar med människor som lider av extrem fetma. Den vänder sig också till Dig som arbetar med vårdplanering och inköp av sjukvårdsutrustning.



Funktionell utvärdering av uppresningslyftar, överflyttingsplattformar, vridplattor med stödhandtag

Projektledare:
Kicki Reifeldt, HMCV
Gunilla Svennewall, Hjälpmedelsinstitutet

Skriften beskriver uppresningslyftar, överflyttingsplattformar och vridplattor med stödhandtag – totalt 23 produkter – av olika fabrikat utifrån vanligt förekommande och vardagliga arbetsmoment med ett antal delmoment som erfarenhetsmässigt upplevs som viktiga när man arbetar med uppresningshjälpmedel.



Funktionell utvärdering av mobila personlyftar

Projektledare:
Kicki Reifeldt, HMCV
Gunilla Svennewall, Hjälpmedelsinstitutet

Skriften beskriver 18 personlyftar av olika fabrikat utifrån fem vanligt förekommande och vardagliga arbetsmoment med ett antal delmoment som erfarenhetsmässigt upplevs som viktiga när man arbetar med mobila personlyftar.



Lyftsele med delade benstöd



Lyftselar med odelade benstöd, lyftband, gåbälte och lyftvästar

Affischerna ger en bra översikt över alla lyfttillbehör som finns med i förteckningen över godkända/icke godkända kombinationer lyftselar - personlyftar "Kombinationslistan". Med affischernas hjälp finns en möjlighet att jämföra olika skärningar och snitt mellan lyftselar inom samma "familj". Affischerna kan beställas separat eller som ett komplement till aktuellt nummer av "Kombinationslistan". Affischerna ingår i HjälpmedelsCenter Väst kursmaterial.

Förslag till arbetsmoment vid periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar till personlyftar

I standarden SS EN ISO 10535:2007 anges i den informativa bilagan Annex B att lyftselar (non-rigid body-support unit) bör genomgå periodiskt återkommande inspektion/besiktning (inspection) med det intervall som tillverkaren anger dock minst var sjätte månad. Tätare inspektioner kan erfordras om selen används eller tvättas mer än normalt. Den periodiska inspektionen/besiktningen nedan bygger i huvudsak på vad som anges i nämnda standard.

Observera att arbetet med besiktning/inspektion av lyftselar ska ske enligt moment och rutiner utgivna av lyfttillverkaren. Denna checklista (2009-05-25 kan användas som komplement eller i de fall där lyfttillverkaren ej har motsvarande dokument.

Grundläggande i det svenska regelverket är att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter ska användas på patienter och att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera medicintekniska produkter enligt tillverkarens anvisningar innan de används på patient. (SOSFS 2008:1). Den dagligen inspektionen av lyftselen och lyften är således av central betydelse för säkerheten.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2008:1 är det vårdgivare som ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur verksamheten ska organiseras för att möjliggöra en säker användning

och hantering av medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ska efter uppdrag ansvara för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter och att produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter. Verksamhetschefen ska också efter uppdrag göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personal utbildning är adekvat mot bakgrund av den kompetens som krävs för att bl.a. förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter.

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om:

- produkternas funktion
- riskerna vid användning av produkterna på patient
- hantering av produkterna
- vilka åtgärder som behövs vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när en negativ händelse har inträffat.

OBS. Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyfttillverkaren gäller i första hand och detta dokument kan användas som komplement.

Periodisk inspektion/besiktning av lyftselar

A.1 Med periodisk inspektion/besiktning av lyftselar menas en praktisk och visuell kontroll av lyftselens olika delar och en bedömning av dess status utifrån säker användning.

I standarden ingår prov som bl.a. omfattar tvättning och statisk provbelastning (avsnitt 8.3) vilket inte ingår i detta förslag till arbetsmoment. Kontrollera vad tillverkaren anger beträffande detta. Inspektera alltid lyftselen vad gäller märkning, slitage på sömmar, bandens kondition, rispor, hål, revor och andra synliga skador och slitage, som medför tvivel om selens

styrka. Inspektera även styvhet i tyget, kemiska och etsade märken, smält eller brännmärken, samt att inga knopar eller andra provisoriska lagningar eller anpassningar finns. Mät lyftselen för att konstatera om någon storleksförändring skett. Selen kan ha krympt vid tvätt eller töjt sig vid hård belastning

Lyftselens märkning ska omfatta:

Tillverkarens namn och adress

Leverantörens namn och adress om annan än tillverkaren

Artikel/modellnummer

Lot, batch eller serienummer, serienummer
rekommenderas

År och tillverkningsmånad

Maxlast

Storleken på lyftselen

Annan viktig information:

Upplysning till vårdaren om bruksanvisning

Information om lyftselen är tillverkad för en speciell
typ av lyftgalge/bygel

Rengöringsmetod, om symboler enl. ISO 3758

På selen eller i annan information:

Användningsområde

Lyftmetod

Speciellt användningsområde med avseende på
funktionsnedsättning

Varning om att skadad, sliten lyftsele inte ska
användas.

Tillverkaren ska även informera om materialet i
lyftselen och metoden som ska användas för att
justera eller ta bort selen.

A.2 Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och har god kännedom om konstruktion, användning och skötseln av lyftselar/personlyftar. Omfattningen av den periodiska inspektionen bör vara inkluderad i den användningsinstruktion/informationsmaterial som levereras med lyftselen.

A.3 Alla observationer av vikt för säkerheten ska noteras, företrädesvis i ett protokoll som bör bevaras på ett säkert sätt av den person som är ansvarig.

Protokollet bör innehålla följande information:

- datum för inspektion/besiktning
- identifikationsuppgifter och serienummer för lyftselen
- information om lyftselen skick och ev. brister
- datum för nästa besiktning
- uppgifter om inspektören och dennes signatur

Datum för när korrigerande åtgärder, i överensstämmelse med gjorda observationer, bör också noteras i journalen.

A.4 Om periodisk inspektion avslöjar defekt, förslitning eller annan skada som äventyrar säkerheten, bör ansvarig omedelbart underrättas. I händelse av omedelbar fara för säkerheten, bör lyftselen omedelbart tas ur bruk.

A.5 Defekter och skador av vikt för säkerheten som har inträffat mellan inspektionerna och som redan tillrättalagts bör antecknas i ett protokoll.

A.6 Återkommande defekter och skador bör rapporteras till tillverkaren för ev. åtgärder. Rapporteringen bör antecknas i protokoll. Ex. märkningen blir oläslig eller lossar.

A.7 Kombination av produkter: Tillverkarens produktsäkerhetsansvar gäller så länge produkten inte förändras och så länge produkten används på det sätt som tillverkaren avsett. När produkten förändras eller används för ett annat ändamål än vad tillverkaren avsett, så betraktas det som en ny produkt och ansvaret övergår till den som ansvarar för förändringen. Det kan bli en ny produkt som ska CE-märkas eller en s.k. specialanpassning avsedd för en angiven person.

Det är alltid tillverkaren (den som ansvarar för CE-märkningen) som ska bedöma och deklarerat hur de egna produkterna kan kombineras med andra produkter/tillbehör. Om man väljer produkter från olika tillverkare, måste alla tillverkarna vara överens om att produkterna passar för varandra eller att någon av tillverkarna tar ansvar för att kombinationen är säker och har utlovade prestanda. (se Läkemedelsverkets "Förhållningssätt till alternativa tillbehör")

När det gäller personlyftar kan det ex. vis gälla om man ersätter en lyftmotor som levererats med lyften/skensystemet med en lyftmotor av annat fabrikat och/eller modell.

Beträffande kombinationer lyftar – lyftselar har svenska lyftleverantörer ett samarbetsavtal "Kombinationer personlyftar – lyftselar" där det framgår vilka kombinationer av olika lyft – selfabrikat som får användas. Kombinationslistan kan beställas från HjälpmedelsCenter Väst eller Hjälpmedelsinstitutet. Från och med sommaren 2009 kommer den också att finnas tillgänglig via Internet på HMCV och Hls hemsidor, www.hmcv.se och www.hi.se.

Lyftbyglar


För mobila respektive takmonterade personlyftar.

Samtliga maxlaster som anges gäller lyftbygelns maxlast. Beroende på vilken av leverantörens personlyft lyftbygeln monteras på, anpassas maxvikten efter enhet med lägst maxvikt.


OBS! Samtliga lyftbyglar monteras enligt leverantörens anvisningar och kan ej monteras på annan lyft än av leverantören angiven lyft.

Arjo Huntleigh


Box 61, 241 21 Eslöv · Tel: 0413-645 00 · Fax: 0413-645 83



2-punktsbygel "MaxiSky 600" art nr: 700.05495.33
Bredd: 58 cm max last: 272 kg
Bygel MaxiSky 600 monteras på taklyft MaxiSky 600




SMALL



MEDIUM

2-Punktsbygel Maxi Twin Small
art nr: KTA 82846-24
Bredd: 39 cm Max last: 170 kg

2-Punktsbygel Maxi Twin Medium
art nr: KTA 82845-24
Bredd: 52 cm Max last: 170 kg



LARGE



Maxi Twin Large
art nr: KTA 82847-24
Bredd: 67/45 cm Djup: 28 cm, Max last: 170 kg

Maxi Sky 440 med integrerad lyftbygel
art nr: LE 00003
Bredd: 60 cm Max last: 200 kg

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp · Tel: 0371-58 73 00 · Fax: 0371-58 73 90

Testresultat se nummer 11 eller äldre.



Etac Nova
2-punktsbygel art nr: 81560, 81561, 81562
bredd: 30, 45, 50 cm Max last: 250 kg




Etac Nova
4-punktsbygel art nr: 81563
bredd: 50 cm djup: 25 cm Max last: 300 kg



Etac Nova
4-punktsbygel art nr: 81564
bredd: 50/25 cm djup: 40 cm
Max last: 350 kg

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4, 441 57 Alingsås · Tel: 0322-552 90 · Fax: 0322-553 20



2-punktsbygel "Standard" art nr: 21187, 21183
bredd: 53 cm max last: 250 kg
2-punktsbygel "Liten" art nr: 21287, 21283
bredd: 40 cm max last: 250 kg
2-punktsbygel "Micro" art nr: 21587, 21583
bredd: 30 cm max last: 250 kg



H-bygel med centerbygel och sidobyglar
–se nedan. Max last: 250 kg

Bygel: 21183, 21283, 21583 monteras på mobil lyft (Samson 2 och 3) GL, GLHD.

Bygel: 21187, 21287, 21587 monteras på taklyft (DH 2000) GH2.

Centerbygel: 21787 monteras på taklyft

Centerbygel: 21783 monteras på mobil golvlyft

Bygel: 21587 (x-small), 21287 (small), 21187 (standard) kombineras med centerbygel 21787 alt. 21783

Human Care HC Sweden AB

Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm · Tel: 08-510 132 00 · Fax: 08-665 35 10




Roamer 5200

Godkänd för 2- alternativt
3-punktsupphängning
Ställbar (fast) bygelbredd:
35, 45, 55 cm
Djup: 36 cm
Max last: 220 kg



Singel 5100

Godkänd för 2- alternativt
3-punktsupphängning
Ställbar (fast) bygelbredd:
35, 45, 55 cm
Djup: 36 cm
Max last: 220 kg



Singel 5100 Satellit

Fast bygelbredd:
45, 55 cm
Max last: 300 kg

Invacare AB

Box 66, 163 91 Spånga · Tel: 08-761 79 90 · Fax: 08-761 81 08



2-punkts lyftbygel "Birdie" och "Flamingo"

Max last: 170 kg resp 180 kg.

55 cm, art nr: 1507417-xxxx, 1446276-xxxx

45 cm, art nr: 1507415-xxxx, 1446275-xxxx

35 cm, art nr: 1446274-xxxx



4-punkts lyftbygel "Birdie" och "Flamingo"

Max last: 170 kg resp 180 kg.

Bredd 55 cm, djup 31 cm

art nr: 1513442-xxxx, 1446278-xxxx

Bredd 45 cm, djup 31 cm

art nr: 1507418-xxxx, 1446277-xxxx



Lyftenhet Robin

art nr: ROB. 1BAA013000,

ROB. 1AAA013000,

ROB. 2BAA23000 med framdriftfunktion

Variabel bredd

Max last: 200 kg



2-punkts lyftbygel "Robin"

max last: 200 kg.

Bredd 35 cm, art nr: 1492967-xxxx

Bredd 45 cm, art nr: 1492968-xxxx

Kan vid behov användas till lyftenhet Robin.



4-punkts lyftbygel "Robin"

max last: 200 kg.

Bredd 45 cm, djup 31 cm, art nr: 1451870-xxxx

Kan vid behov användas till lyftenhet Robin.



Tillbehör: Ställbar Breddningsbygel för

fast bygelbredd på Robin - Flexiscope


Bredd: 50, 55, 60, 65 cm

art nr: 1446269-xxxx


max last: 200 kg

Liko AB – A Hill-Rom Company


Nedre Vägen 100, 975 92 Luleå · Tel: 0920-47 47 00 · Fax: 0920-47 47 01




Lyftbygel Standard 450 art nr: 3156001
bredd: 45 cm max last: 200/300 kg




Universalbygel 450 art nr: 3156075
bredd: 45 cm max last: 300 kg




Lyftbygel Smal 350 art nr: 3156002
bredd: 35 cm max last: 200 kg



Universalbygel 350 art nr: 3156074
bredd: 35 cm max last: 300 kg




Lyftbygel Bred 670 art nr: 3156012
bredd: 67/45 cm max last: 300 kg
djup: 8 cm



Universalbygel 670 Twin art nr: 3156077
bredd: 67/45 cm max last: 300 kg
djup: 8 cm

För att underlätta orienteringen i kombinationslistan har Liko valt att minimera antalet artikelrader. Då möjligheten för kombination inte är beroende av lyftselens material och utförande får varje lyftselsmodell endast tre alt. fyra rader för de olika storlekarna Small, M-Slim, Medium och Large. Se förklaring till artikelnummer nedan:

Ex. 3500XX4



Molift AB

Eckbacksvägen 26, 168 69 Bromma · Tel: 08-564 616 51 · Fax: 08-564 616 59



4 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430001/1330003 bredd: 45 cm
djup: 30 cm max last: 205/230-255 kg

4 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430002/1330006 bredd: 55 cm
djup: 35 cm max last: 205/230-255 kg

4 Punktsbygel för mobilhjullyft Molift Partner
230/255
art nr: 1330002 bredd: 65 cm
djup: 38 cm max last: 230-255 kg




2 Punktsbygel för mobilhjullyft Molift Partner
205 art nr: 1430008 bredd: 35 cm
max last: 205 kg

2 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430006/1330003 bredd: 45 cm
max last: 205/230-255 kg

2 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430007/1330004 bredd: 55 cm
max last: 205/230-255 kg



Portabel taklyftsmotor Molift Nomad 6,5 kg
Integrerad 4-punktsupphängning art nr: 12001
bredd: 43 cm djup: 17 cm
max last: 230 kg



Lyftbygel Molift Smart mobil hjullyft art nr: 0010001
bredd: 43 cm djup: 22 cm
max last: 150 kg

Pernova Hjälpmedel AB

Drottninggatan 111, 281 48 Hässleholm · Tel: 0451-705 400 · Fax: 0451-705 402



2-punktsbygel "Rund"

Monteras på mobil hjullyft Sole och taklyft Luna.

Bredd: 35 cm art nr: 018-03505, 015-01972

48 cm art nr: 018-03507, 015-01971

58 cm art nr: 018-03508, 015-01970

max last: 200 kg

RoMedic AB

Veddestavägen 15, 175 62 Järfälla · Tel. 08-594 773 33 · Fax. 08-594 773 44



SlingBar S Bredd: 35

Art nr: 70200001, Max last: 300 kg



SlingBar M Bredd: 45

Art nr: 70200002, Max last: 300 kg



SlingBar L Bredd: 60

Art nr: 70200003, Max last: 300 kg



Lyftkassett RisePorto Art nr: 50200001

Bredd: 50 cm Max last: 200 kg

Bygel Sling Bar S, M och L monteras på
Mobila personlyftar :

Eva 400EE (max last 180 kg)

Eva 450EE (max last 205 kg)

Eva 600EE (max last 270 kg)

På taklyftarna:

Rise450M/T (max last 205 kg)


Rise625M/T (max last 285 kg)

Lyftbyglar av äldre modeller som utgått i kombinationslistan nr. 12 -

Se äldre utgåvor av kombinationslistan för godkända/icke godkända kombinationer


Testade och godkända resultat - se tidigare utgåvor av kombinationer lyftselar - personlyftar

Arjo Scandinavia AB




4-punktsbygel "Minstrel" art nr: HMA 0001
Bredd: 52 cm Djup: 24 cm
Max last: 160 kg
Bygel: HMA 001 monteras på mobil personlyft Minstrel

Etac AB



Etac Merilift art nr: 81477, 81478, 81479
Bredd: 40, 50, 60 cm Max last: 170 kg
Bygel: 81477, 81478, 81481
Monteras på taklyft Merilift LB98 art nr: 81476




4-punktsbygel art nr: 81481
Bredd: 42 cm Djup: 28 cm Max last: 170 kg




2-punktsbygel "Jupiter" art nr: 81554
Bredd: 58 cm Max last: 180 kg
"Mobil personlyft" art nr: 16020101

Guldmann Sverige AB



4-punktsbygel "X" art nr: 21387, 21383
bredd: 50 cm djup: 53 cm maxlast: 250 kg
21383 monteras på mobil lyft (Samson 2 och 3) GL, GLHD.
21387 monteras på taklyft (DH 2000) GH2.

Human Care Lifts AB



Singel 2100 Godkänd för 2-punktsalternativ
3-punktsupphängning
Bredd: 48 cm Djup: 36 cm Max last: 150 kg

Invacare AB



2-punktsbygel art nr: 160029 (55-61 cm), 900158 (42-54 cm), 270191, 160036 (34-43 cm)
Max last: 170 kg Bygel: 900158 monteras på taklyft C 800 MV, C 800 MH



2-punktsbygel "Polstrad" art nr: 6600130
Bredd: 52 cm Max last: 160 kg
Monteras på Nilco 3, Nilco Combi och Nilco Sling

Molift AB



Lyftbygel Molift Partner 3 art nr: 003003
Bredd: 55 cm Djup: 35 cm Max last: 160 kg

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Lyftselar Delade benstöd låg rygg	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
		BYGEL bredd:	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Sverige AB	Sverige AB	Sverige AB	Sverige AB	Sverige AB	mann Sverige AB	mann Sverige AB	mann Sverige AB	mann Sverige AB	Care HC Sweden AB	Care HC Sweden AB	Care HC Sweden AB
Forts. Invacare AB																			
U sele polyester, polstrad, L (160171)	2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nåtmaterial, S (160174)	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nåtmaterial, M (160173)	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nåtmaterial, L (160095)	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U-sele polyester, låg rygg, polstrad rygg och ben, S (1491893)	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U-sele polyester, låg rygg, polstrad rygg och ben, M (1491894)	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U-sele polyester, låg rygg, polstrad rygg och ben, L (1451067)	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)		OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																	
Liko Originalsele, S (3510XX4)		X	X	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X	X	—	HC	HC	X	
Liko Originalsele, M/Slim (3511XX5)		X	X	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X	X	—	HC	HC	X	
Liko Originalsele, M (3510XX5)		X	X	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X	X	—	HC	HC	X	
Liko Originalsele, L (3510XX6)		X	X	—	—	—	EC	X	X	—	—	GU	X	X	—	HC	HC	X	
Pernova Hjälpmedel AB																			
Byxmodell, nät soft polstrad XS (TL-4106)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, nät soft potstrad S (TL-4100)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, nät soft polstrad M (TL-4104)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, nät soft polstrad L (TL-4101)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, nät soft polstrad XL (TL-4117)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, mörkblå tygbas, XS (TL-7106)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, mörkblå tygbas, S (TL-7100)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, mörkblå tygbas, M (TL-7104)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, mörkblå tygbas, L (TL-7101)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Byxmodell, mörkblå tygbas, XL (TL-7117)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RoMedic AB																			
LowBackSling polyester XS (40200003)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LowBackSling polyester S (40200004)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LowBackSling polyester M (40200006)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LowBackSling polyester L (40200007)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LowBackSling polyester XL (40200008)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	art nr: djup:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
			Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care
Lyftselar Delade benstöd axelhög rygg Se även "amputationselar" sid. 36-42			2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21588 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg
Arjo Huntleigh																			
Lyftsele axelhög rygg S (MLA2500-S)									X	X	—	—		X	X	—	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg M (MLA2500-M)									X	X	—	—		X	X	—	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg L (MLA2500-L)									X	X	—	—		X	X	—	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg XL (MLA2500-XL)									X	X	—	—		X	X	—	X	X	X
Guldmann Sverige AB																			
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, kids 4-6 år (270102)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyv. ben, kids 6-10 år (270112)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyv. ben, kids 10-14 år (270122)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, XS (270132)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, S (270142)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, M (270152)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, L (270162)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, XL (270172)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic nät, mellanhög rygg förstyvade ben, XXL (270182)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic poly., för styv ben, mellanhög rygg, kids (270021)(270001)(270011)																			
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, XS (270031)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, S (270041)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, M (270051)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, L (270061)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, XL (270071)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Basic polyester, för styv ben, mellanhög rygg, XXL (270081)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Uni-d "engångssele" M/L (28362)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Uni-d "engångssele" L/XL (28363)			X	X	X	X	X		X	X	X	X					X	X	X
Human Care HC Sweden AB																			
Skalsele, låg, polyesternät, JS (25045-js)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg, polyesternät, JM (25045-jm)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg, polyesternät, S (25045-s)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg, polyesternät, M (25045-m)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg, polyesternät, L (25045-l)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg, polyesternät XL (25045-xl)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg PV, JS (25050-js)																			
Skalsele, låg PV, JM (25050-jm)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg PV, S (25050-s)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg PV, M (25050-m)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg PV, L (25050-l)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Skalsele, låg PV, XL (25050-xl)			X	X	X	—	X		X	X	—	—		X	X	—			
Invacare AB																			
Lyftsele axelhög rygg, S, poly, polstr. rygg och ben (1485882)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, M, poly, polstr. rygg och ben (1485883)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, L, poly, polstr. rygg och ben (1485884)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, XL, poly, polstr. rygg och ben (1485885)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, S, polyester nät (1478411)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, M, polyester nät (1478412)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X
Lyftsele axelhög rygg, L, polyester nät (1478413)			X	X	X	X	X		X	X	X	—		X	X	X	X	X	X

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	art nr: djup:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
			Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care
Liftsalar																			
Delade benstöd																			
axelhög rygg																			
Forts. Invacare AB																			
Liftsele axelhög rygg, XL, polyester nät (1478414)	X	X	X	X	X			X	X	X	—		X	X	X	X	X	X	X
Liftsele axelhög rygg, S, spacer, polstr. rygg och ben (1485363)	X	X	X	X	X			X	X	X	—		X	X	X	X	X	X	X
Liftsele axelhög rygg, M, spacer, polstr. rygg och ben (1485364)	X	X	X	X	X			X	X	X	—		X	X	X	X	X	X	X
Liftsele axelhög rygg, L, spacer, polstr. rygg och ben (1485365)	X	X	X	X	X			X	X	X	—		X	X	X	X	X	X	X
Liftsele axelhög rygg, XL, spacer, polstr. rygg och ben (1485366)	X	X	X	X	X			X	X	X	—		X	X	X	X	X	X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)										OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4									
Liko Universalsele, S (3500XX4)	X	X	—	—	—			X	X	X	EC		X	X	GU	HC	HC	HC	X
Liko Universalsele, M-slim (3500XX1)	X	X	—	X	—			X	X	X	X		X	X	GU	HC	HC	HC	X
Liko Universalsele, M (3500XX5)	X	X	—	X	—			X	X	X	X		X	X	GU	HC	HC	HC	X
Liko Universalsele, L (3500XX6)	X	X	—	X	—			X	X	X	X		X	X	GU	HC	HC	HC	X
Molift AB																			
Liftsele med axelhög rygg "Basic" XXS (3021050)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" XS (3021000)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" S (3021100)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" M (3021200)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" L (3021300)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" XL (3021400)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Liftsele med axelhög rygg "Basic" XXL (3021500)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" XXS (3023050)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" XS (3023000)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" S (3023100)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" M (3023200)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" L (3023300)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" XL (3023400)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Badsele, polyester nät "Basic" XXL (3023500)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, XS (3025000)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, S (3025100)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, M (3025200)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, L (3025300)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, XL (3025400)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
Easy liftsele 300 kg, XXL (3025500)	X	X	X	X	—			—	—	X	X		X	—	X	X	X	X	X
RoMedic AB																			
BasicSling XS polyester förstyvade benstöd (40500003)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling S polyester förstyvade benstöd (40500004)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling M polyester förstyvade benstöd (40500006)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling L polyester förstyvade benstöd (40500007)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling XL polyester förstyvade benstöd (40500008)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling XS polyesternät förstyvade benstöd (40520003)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling S polyesternät förstyvade benstöd (40520004)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling M polyesternät förstyvade benstöd (40520006)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling L polyesternät förstyvade benstöd (40520007)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
BasicSling XL polyesternät förstyvade benstöd (40520008)	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" - se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmiddel AB	Pernova Hjälpmiddel AB	Pernova Hjälpmiddel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyfthet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg art nr: ROB: TBA013000, 1AA013000, 2BA023000	2-punkts byfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 35 cm. Anmr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts byfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 45 cm. Anmr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" Bredd: 55 cm. Anmr se sid 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin" Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" Max last: 170/180 kg	Lyfbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 / 300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156077/3156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyfkasset RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4

HC	IVC	X	X	X	X	IVC					X	MO	MO	X	X	MO	X	X	X	PH	ROM	ROM	ROM	ROM
HC	IVC	X	X	X	X	IVC					X	MO	MO	X	X	MO	X	X	X	PH	ROM	ROM	ROM	ROM
HC	IVC	X	X	X	X	IVC					X	MO	MO	X	X	MO	X	X	X	PH	ROM	ROM	ROM	ROM
HC	IVC	X	X	X	X	IVC					X	MO	MO	X	X	MO	X	X	X	PH	ROM	ROM	ROM	ROM
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—
X	X	X	—	—	X	X	—	X	X	—								X	X	—	X	X	—	—

OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4

X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	art nr: djup:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
			Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care
Lyftselar Delade benstöd hög rygg			2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21183 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg
Arjo Huntleigh																			
Lyftsela, hög S (MLA 2000-S)																			
Lyftsela, hög M (MLA 2000-M)																			
Lyftsela, hög L (MLA 2000-L)																			
Lyftsela, hög XL (MLA 2000-XL)																			
Nätsele för bad S (MLA4060-S)																			
Nätsele för bad, hög M (MLA4060-M)																			
Nätsele för bad, hög L (MLA4060-L)																			
Nätsele för bad, hög XL (MLA4060-XL)																			
Etac Sverige AB																			
Nova Standard High XS, polstrad polyester (1610221)																			
Nova Standard High S, polstrad polyester (1610222)																			
Nova Standard High M, polstrad polyester (1610223)																			
Nova Standard High L, polstrad polyester (1610224)																			
Nova Standard High XL, polstrad polyester (1610225)																			
Nova Standard High XXL, polstrad polyester (1610226)																			
Nova Standard High net XS, nät (1610111)																			
Nova Standard High net S, nät (1610112)																			
Nova Standard High net M, nät (1610113)																			
Nova Standard High net L, nät (1610114)																			
Nova Standard High net XL, nät (1610115)																			
Nova Standard High net XXL, nät (1610116)																			
Nova High net XS, nät utan polstring (1610311)																			
Nova High net S, nät utan polstring (1610312)																			
Nova High net M, nät utan polstring (1610313)																			
Nova High net L, nät utan polstring (1610314)																			
Nova High net XL, nät utan polstring (1610315)																			
Nova High net XXL, nät utan polstring (1610316)																			
Guldmann Sverige AB																			
Uni polyesternät, M/L (28360)																			
Uni polyesternät, L/XL (28361)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, kids (272102)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, kids (272112)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, kids (272122)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, XS (272132)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, S (272142)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, M (272152)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, L (272162)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, XL (272172)																			
Basic hög rygg, nät, förstyvade ben, XXL (272182)																			
Basic hög rygg, polyester, för styv ben S (272041)																			
Basic hög rygg, polyester, för styv ben M (272051)																			
Basic hög rygg, polyester, för styv ben L (272061)																			
Basic hög rygg, polyester, för styv ben XL (272071)																			
Basic hög rygg, polyester, för styv ben XXL (272081)																			

OBS!

För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter **aldrig** en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Lyftselar Delade benstöd hög rygg	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care	HC
Forts. Guldmann Sverige AB																					
2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Human Care HC Sweden AB																					
Helkroppsssele nät, S (25005-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele nät, M (25005-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele nät, L (25005-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele nät, XL (25005-xl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele plus S (25010-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele plus M (25010-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele plus L (25010-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helkroppsssele plus XL (25010-xl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, JS (25015-js)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, JM (25015-jm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, S (25015-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, M (25015-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, L (25015-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög nät, XL (25015-xl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, JS (25020-js)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, JM (25020-jm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, S (25020-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, M (25020-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, L (25020-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skalsele hög, PV, XL (25020-xl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invacare AB																					
U sele polyester polstrad, barn (160096)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, std, S (160087)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, std, M (160088)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, std, L (160089)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, std, S (160090)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, std, M (160091)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, std, L (160092)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, S, Slimline (160087-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, M, Slimline (160088-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele polyester polstrad, L, Slimline (160089-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, S, Slimline (160090-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, M, Slimline (160091-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele nätmaterial, L, Slimline (160092-1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsela hög rygg, poly., opolstr. rygg och polstrade ben XS (1483776)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsela hög rygg, poly., opolstr. rygg och polstrade ben S (1483777)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsela hög rygg, poly., opolstr. rygg och polstrade ben M (1483778)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsela hög rygg, poly., opolstr. rygg och polstrade ben L (1483779)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsela hög rygg, poly., opolstr. rygg och polstrade ben XL (1485949)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBS!

För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprädd lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	art.nr: djup:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
			Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Forts. Invacare AB			2-punktsbygel art.nr:KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art.nr:KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	Integrerad 2-punktsbygel art.nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	4-punktsbygel art.nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art.nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	2-punktsbygel art.nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art.nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art.nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel art.nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	4-punktsbygel art.nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	2-punktsbygel "micro" art.nr: 21587, 21588 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "liten" art.nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "standard" art.nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	3-pupph. Roomer/Singel art.nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	2-pupph. Roomer/Singel art.nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel Singel 5100 Savelitt bredd: 45 cm Max last: 300 kg
Lyftsele hög rygg, polyester, nät XS (1485950)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, polyester, nät S (1485951)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, polyester, nät M (1485952)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, polyester, nät L (1485953)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, polyester, nät XL (1485954)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, spacer, polstrad rygg och ben XS (1485955)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, spacer, polstrad rygg och ben S (1485956)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, spacer, polstrad rygg och ben M (1485957)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, spacer, polstrad rygg och ben L (1485958)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, spacer, polstrad rygg och ben XL (1485959)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, poly., polstr. rygg och ben S (1485960)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, poly., polstr. rygg och ben M (1485961)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, poly., polstr. rygg och ben L (1485962)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, poly., polstr. rygg och ben XL (1485963)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, nät S (1517761)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, nät M (1517762)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, nät L (1517892)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, spacer polstr. rygg & ben S (1517894)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, spacer polstr. rygg & ben M (1518021)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele hög rygg, slim, spacer polstr. rygg & ben L (1518022)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, poly., lattor i övre rygg och polstr. ben XS (1451101)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, poly., lattor i övre rygg och polstr. ben S (1451102)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, poly., lattor i övre rygg och polstr. ben M (1451103)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, poly., lattor i övre rygg och polstr. ben L (1451104)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, poly., lattor i övre rygg och polstr. ben XL (1451105)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, spacer, lattor i övre rygg och polstr. ben XS (1451106)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, spacer, lattor i övre rygg och polstr. ben S (1451107)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, spacer, lattor i övre rygg och polstr. ben M (1451108)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, spacer, lattor i övre rygg och polstr. ben L (1451109)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele, Easy Fit, spacer, lattor i övre rygg och polstr. ben XL (1451110)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)			OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																
Liko Skalsele, S (3522XX4)	X	X	—	—	—	X	X	X	X	EC	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Skalsele, M (3522XX5)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Skalsele, L (3522XX6)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Originalsele Hög Rygg, S (3520XX4)	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Originalsele Hög Rygg, M-Slim (3521XX5)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Originalsele Hög Rygg, M (3520XX5)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Originalsele Hög Rygg, L (3520XX6)	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Nallesele Hög, S (3526XX4)	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Soft Originalsele Hög, M-Slim (3526XX1)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Soft Originalsele Hög, M (3526XX5)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Soft Originalsele Hög, L (3526XX6)	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Solo Hög Rygg, nonwovenmaterial, M-Slim (3525911)	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Solo Hög Rygg, nonwovenmaterial, M (3525915)	X	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		
Liko Solo Hög Rygg, nonwovenmaterial, L (3525916)	—	X	—	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	GU	HC	HC	X		

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
			Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Lyftselar Delade benstöd hög rygg			2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21183 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg
Molift AB																			
Brukarspecialsele (engångs) med hög rygg, S (3050100)																			
Brukarspecialsele (engångs) med hög rygg, S (3050200)																			
Brukarspecialsele (engångs) med hög rygg, S (3050300)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" XXS (3022050)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" XS (3022000)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" S (3022100)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" M (3022200)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" L (3022300)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" XL (3022400)																			
Lyftsele med huvudstöd, "basic" XXL (3022500)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät XS (3024050)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät XS (3024000)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät S (3024100)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät M (3024200)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät L (3024300)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät XL (3024400)																			
Basic badsele, med huvudstöd, nät XXL (3024500)																			
Easy lyftsele med huvudstöd XS (3026000)																			
Easy lyftsele med huvudstöd S (3026100)																			
Easy lyftsele med huvudstöd M (3026200)																			
Easy lyftsele med huvudstöd L (3026300)																			
Easy lyftsele med huvudstöd XL (3026400)																			
Easy lyftsele med huvudstöd XXL (3026500)																			
Pernova Hjälpmedel AB																			
Byxmodell, hög XS (TL-7160)																			
Byxmodell, hög S ((TL-7158)																			
Byxmodell, hög M (TL-7156)																			
Byxmodell, hög L (TL-7154)																			
Byxmodell, hög XL (TL-7152)																			
Byxmodell, hög XXL (TL-7151)																			
Byxmodell solft hög rygg S (TL-4158)																			
Byxmodell solft hög rygg M (TL-4156)																			
Byxmodell solft hög rygg L (TL-4154)																			
Byxmodell solft hög rygg XL (TL-4152)																			
RoMedic AB																			
HighBackSling polyester XS, förstyvade benstöd (40800003)																			
HighBackSling polyester S, förstyvade benstöd (40800004)																			
HighBackSling polyester M, förstyvade benstöd (40800006)																			
HighBackSling polyester L, förstyvade benstöd (40800007)																			
HighBackSling polyester XL, förstyvade benstöd (40800008)																			
HighBackSling polyester XXL (40800009)																			
HighBackSling polyesternät XS, förstyv. benstöd (40820003)																			
HighBackSling polyesternät S, förstyv. benstöd (40820004)																			
HighBackSling polyesternät M, förstyv. benstöd (40820006)																			

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyfthet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg art nr: ROB-1BA013000, 1AA013000, 2BA023000	2-punkts byfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts byfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo" Bredd: 55 cm. Annr. se sid 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Max last: 170/180/200 kg bredd: 45 cm. djup: 31 cm Annr se sid 10.	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo" Max last: 170/180 kg bredd: 55 cm djup: 31 cm Annr se sid 10.	Lyfbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156073/156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyfkaaset RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—								X	X	X				

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Forts. RoMedic AB	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC	
HighBackSling polyesternät L, förstyv. benstöd (40820007)			art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling polyesternät XL, förstyv. benstöd (40820008)			art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling polyesternät XXL (40820009)			Integrad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät XS (40852003)			4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät S (40852004)			2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät M (40852006)			2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät L (40852007)			2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät XL (40850008)			2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
HighBackSling plastat badnät XXL (40852009)			4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät XS (42522003)			4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät S (42522004)			2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät M (42522006)			2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät L (42522007)			2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21183 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät XL (42522008)			4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät XS, förstyvade benstöd (42520003)			3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät S, förstyvade benstöd (42520004)			2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät M, förstyvade benstöd (42520006)			2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	X	X	X	X	X													
FlexibleSling polyesternät L, förstyvade benstöd (42520007)																					
FlexibleSling polyesternät XL, förstyvade benstöd (42520008)																					
ShellHBSling polyester XS, förstyvade benstöd (40700003)																					
ShellHBSling polyester S, förstyvade benstöd (40700004)																					
ShellHBSling polyester M, förstyvade benstöd (40700006)																					
ShellHBSling polyester L, förstyvade benstöd (40700007)																					
ShellHBSling polyester XL, förstyvade benstöd (40700008)																					
DisposableHighBack Sling Engångsmaterial M (40992006)																					
Disposable Sling Engångsmaterial L (40992007)																					
Disposable Sling Engångsmaterial XL (40992008)																					
Disposable Sling Engångsmaterial XXL (40992009)																					

OBS!

För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprädd lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter **aldrig** en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Amputationssele Benstöden kopplade omlott Endast 2-punktsbygel	BYGEL bredd:	art nr: max last:	djup:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC	
Etac Sverige AB																					
Nova Standard Ampu XS, polyester, bälte som tillb. (1660321)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Standard Ampu S, polyester, bälte som tillb. (1660322)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Standard Ampu M, polyester, bälte som tillb. (1660323)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Standard Ampu L, polyester, bälte som tillb. (1660324)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Standard Ampu XL, polyester, bälte som tillb. (1660325)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Standard Ampu XXL, polyester, bälte som tillb. (1660326)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net XS, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660411)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net S, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660412)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net M, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660413)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net L, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660414)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net XL, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660415)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Nova Ampu net XXL, nät ut. polstring, bälte som tillb. (1660416)	X	X	X		X										X	X			X	X	
Guldman Sverige AB																					
Amputationssele nylon, S (290041)	X	X	X		X				X	X									X	X	
Amputationssele nylon M (290051)	X	X	X		X				X	X									X	X	
Amputationssele nylon L (290061)	X	X	X		X				X	X									X	X	
Human Care HC Sweden AB																					
Amputationssele S (25040-s)	X	X	X		X				X	X					X	X					
Amputationssele M (25040-m)	X	X	X		X				X	X					X	X					
Amputationssele L (25040-l)	X	X	X		X				X	X					X	X					
Amputationssele XL (25040-xl)	X	X	X		X				X	X					X	X					
Invacare AB																					
U sele amp polyester polstrad, S (160178)	X	X	—		X	X	X	X						X	X	X			X	X	
U sele amp polyester polstrad, M (160179)	X	X	—		X	X	X	X						X	X	X			X	X	
U sele amp polyester polstrad, L (160180)	X	X	—		X	X	X	X						X	X	X			X	X	
Lyftsele, AMP, S, polyester, polstrad rygg och ben (1485367)	X	X	X		X				X	X					X	X			X	X	
Lyftsele, AMP, M, polyester, polstrad rygg och ben (1485368)	X	X	X		X				X	X					X	X			X	X	
Lyftsele, AMP, L, polyester, polstrad rygg och ben (1485369)	X	X	X		X				X	X					X	X			X	X	
Lyftsele, AMP, XL, polyester, polstrad rygg och ben (1485370)	X	X	X		X				X	X					X	X			X	X	
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)																					
Liko Amputationssele, S (3570XX4)	—	X	—		—				X	X					GU	X				HC	X
Liko Amputationssele, M (3570XX5)	—	X	—		X				X	X					GU	X				HC	X
Liko Amputationssele, L (3570XX6)	—	X	—		X				X	X					GU	X				HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, S (3575XX4)	—	X	—		—				X	X					GU	X				HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, M (3575XX5)	—	X	—		X				X	X					GU	X				HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, L (3575XX6)	—	X	—		X				X	X					GU	X				HC	X
Molift AB OBS! Även provad i 4-punktsbygel.																					
Easy amputat.sele för 2- resp. 4-punktsupph., XXS (3027050)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputat.sele för 2- resp. 4-punktsupph., XS (3027000)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputat.sele för 2- resp. 4-punktsupph., S (3027100)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., M (3027200)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., L (3027300)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XL (3027400)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XXL (3027500)	—	—	—	X	—				—	—	X	X			X	X	X		X	X	

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Forts. Molift AB	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Easy amputationssele med huvudstöd, XXS (3028050)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XS (3028000)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, S (3028100)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, M (3028200)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, L (3028300)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XL (3028400)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XXL (3028500)	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	X	X	X	—	X	X
Pernova Hjälpmedel AB																				
Lyftsele amp. mörkblå tygbas XS (TL-7126)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas S (TL-7120)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas M (TL-7124)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas L (TL-7121)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas XL (TL-7127)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X
RoMedic AB																				
AmpSling polyester XS (42700003)	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X
AmpSling polyester S (42700004)	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X
AmpSling polyester M (42700006)	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X
AmpSling polyester L (42700007)	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X
AmpSling polyester XL (42700008)	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyfthet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg art nr: ROB: TBA0013000, 1AAA013000, 2BAA23000	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 35 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo". Bredd: 55 cm. Annr. se sid. 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo". bredd: 45 cm. djup: 31 cm Annr se sid 10.	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo". Max last: 170/180 kg bredd: 55 cm djup: 31 cm Annr se sid 10.	Lyfbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universallygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universallygel 670 Twin art nr: 3156077/3156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universallygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg. Art nr: 1430001/1330003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/1330006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyfkkasett RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4

X	X	X	X	X			ROM	ROM			ROM				X		X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			ROM	ROM			ROM				X		X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			ROM	ROM			ROM				X		X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			ROM	ROM			ROM				X		X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			ROM	ROM			ROM				X		X	X	X	X	X			

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprädd lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter **aldrig** en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Amputationssele korsade benstöd	BYGEL	bredd:	djup:	art nr:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human		
	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:	art nr:	max last:
Arjo Huntleigh																								
Amputationssele med huvudstöd, S (MLA7000-S)																								
Amputationssele med huvudstöd, M (MLA7000-M)																								
Amputationssele med huvudstöd, L (MLA7000-L)																								
Amputationssele med huvudstöd, XL (MLA7000-XL)																								
Etac Sverige AB																								
Nova Standard Ampu polyester XS, bälte som tillb. (1660321)	X	X	X	X	X																			
Nova Standard Ampu polyester S, bälte som tillb. (1660322)	X	X	X	X	X																			
Nova Standard Ampu polyester M, bälte som tillb. (1660323)	X	X	X	X	X																			
Nova Standard Ampu polyester L, bälte som tillb. (1660324)	X	X	X	X	X																			
Nova Standard Ampu polyester XL, bälte som tillb. (1660325)	X	X	X	X	X																			
Nova Standard Ampu polyester XXL, bälte som tillb. (1660326)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät utan polstring XS, bälte som tillb (1660411)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät utan polstring S, bälte som tillb. (1660412)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät utan polstring M, bälte som tillb. (1660413)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät utan polstring L, bälte som tillb. (1660414)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät utan polstring XL. bälte som tillb (1660415)	X	X	X	X	X																			
Nova Ampu net nät ut. polstring XXL, bälte som tillb (1660416)	X	X	X	X	X																			
Guldman Sverige AB																								
Amputationssele nylon, S (290041)	X	X	X	X	X																			
Amputationssele nylon M (290051)	X	X	X	X	X																			
Amputationssele nylon L (290061)	X	X	X	X	X																			
Human Care HC Sweden AB																								
Amputationssele S (25040-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amputationssele M (25040-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amputationssele L (25040-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amputationssele XL (25040-xl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invacare AB																								
U sele amp polyester polstrad, S (160178)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele amp polyester polstrad, M (160179)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U sele amp polyester polstrad, L (160180)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liftsele, låg rygg, AMP, S, poly., polstrad rygg och ben (1485367)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liftsele, låg rygg, AMP, M, poly., polstrad rygg och ben (1485368)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liftsele, låg rygg, AMP, L, poly., polstrad rygg och ben (1485369)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liftsele, låg rygg, AMP, XL, poly., polstrad rygg och ben (1485370)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)	OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																							
Liko Amputationssele, S (3570XX4)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	GU	GU	HC	HC	X
Liko Amputationssele, M (3570XX5)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	GU	GU	HC	HC	X
Liko Amputationssele, L (3570XX6)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	X	GU	HC	HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, S (3575XX4)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	GU	GU	HC	HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, M (3575XX5)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	GU	GU	HC	HC	X
Liko Amputationssele Hög Rygg, L (3575XX6)	X	X	—	X	—						X	X	X	X					X	X	GU	HC	HC	X

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Amputationssele korsade benstöd	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care
Molift AB																				
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XXS (3027050)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XS (3027000)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., S (3027100)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., M (3027200)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., L (3027300)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XL (3027400)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele för 2- resp. 4-punktsupph., XXL (3027500)				X	X	X	X	—						X	—	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XXS (3028050)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XS (3028000)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, S (3028100)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, M (3028200)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, L (3028300)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XL (3028400)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Easy amputationssele med huvudstöd, XXL (3028500)				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pernova Hjälpmedel AB																				
Lyftsele amp. mörkblå tygbas XS (TL-7126)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas S (TL-7120)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas M (TL-7124)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas L (TL-7121)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X
Lyftsele amp. mörkblå tygbas XL T(TL-7127)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X
RoMedic AB																				
AmpSling polyester XS (42700003)				X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
AmpSling polyester S (42700004)				X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
AmpSling polyester M (42700006)				X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
AmpSling polyester L (42700007)				X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
AmpSling polyester XL (42700008)				X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

OBS!

För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprädd lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Toalett/Hygiensele	BYGEL bredd:	art nr: djup:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Forts. Human Care HC Sweden AB																				
Hygiensele plus, nät, S (25085-s)	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			
Hygiensele plus, nät, M (25085-m)	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			
Hygiensele plus, nät, L (25085-l)	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			
Hygiensele plus, nät, XL (25085-xl)	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			
Hygiensele hög, nät, S (25090-s)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Hygiensele hög, nät, M (25090-m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Hygiensele hög, nät, L (25090-l)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Invacare AB																				
Hygiensele polyester polstr. m fixlock S (160181)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele polyester polstr. m fixlock M (160182)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele polyester polstr. m fixlock L (160183)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele polyester polstr. m fixlock, fast ryggst. S (160187)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele polyester polstr. m fixlock, fast ryggst.M (160186)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele polyester polstr. m fixlock, fast ryggst. L (160188)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele låg, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben S (1478440)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele låg, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben M (1478441)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele låg, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben L (1478442)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele låg, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben XL (1478443)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele hög, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben S (1478444)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele hög, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben M (1478445)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele hög, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben L (1478446)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hygiensele hög, delade benstöd, poly. polstr. rygg och ben XL (1484780)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)																				
Liko Byxsele, S (3540XX4)	X	—	—	—	—	X	X	EC	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele, M (3540XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele, L (3540XX6)	X	X	—	—	X	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele m skärp, S (3541XX4)	X	—	—	—	—	X	X	EC	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele m skärp, M (3541XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele m skärp, L (3541XX6)	X	X	—	—	X	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 45, S (3545XX4)	X	—	—	—	—	X	X	EC	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 45, M (3545XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 45, L (3545XX6)	X	X	—	—	X	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 46, S (3546XX4)	X	—	—	—	—	X	X	EC	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 46, M (3546XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	GU	—	HC	HC	X			
Liko Byxsele med Trygghetsskärp mod 46, L (3546XX6)	X	X	—	—	X	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	HC	HC	X			
Liko Hygiensele, S (3550XX4)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	GU	—	—	—	X			
Liko Hygiensele, M (3550XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	—	—	X			
Liko Hygiensele, L (3550XX6)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	—	X	X	X	—	—	—	X			
Liko Hygiensele Hög Rygg, S (3555XX4)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	X	X	X	GU	GU	—	—	X			
Liko Hygiensele Hög Rygg, M (3555XX5)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	X	X	X	X	GU	—	—	X			
Liko Hygiensele Hög Rygg, L (3555XX6)	X	X	—	—	—	X	X	X	EC	X	X	X	X	GU	—	—	X			
Molift AB																				
Easy toalettsele, XXS (3032050)	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	
Easy toalettsele, XS (3032000)	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	
Easy toalettsele, S (3032100)	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprädd lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter **aldrig** en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd: art nr: max last:	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	Arjo Hunt- leigh	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	Guld- mann Sverige AB	Guld- mann Sverige AB	Guld- mann Sverige AB	Guld- mann Sverige AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB
Toalett/Hygiensele																			
Forts. Molift AB																			
2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	X	X	—	X	X	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	X		
Pernova Hjälpmedel AB																			
Hygiensele, mörkblå tygbas S (TL-7136)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hygiensele, mörkblå tygbas M (TL-7134)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hygiensele, mörkblå tygbas L (TL-7131)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hygiensele, mörkblå tygbas XL (TL-7137)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
RoMedic AB																			
HygieneHBSling polyester, Hög Rygg, XS (43704003)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HygieneHBSling polyester, Hög Rygg, S (43704004)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HygieneHBSling polyester, Hög Rygg, M (43704006)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HygieneHBSling polyester, Hög Rygg, L (43704007)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HygieneHBSling polyester, Hög Rygg, XL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Hyg.Sling m. bälte polyester, förstyvade benstöd, XS (43504003)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hyg.Sling m. bälte polyester, förstyvade benstöd, S (43504004)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hyg.Sling m. bälte polyester, förstyvade benstöd, M (43504006)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hyg.Sling m. bälte polyester, förstyvade benstöd, L (43504007)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Hyg.Sling m. bälte polyester, förstyvade benstöd, XL (43504004)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
HygieneSling u. bälte polyester S (43604004)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
HygieneSling utan bälte polyester M (43604006)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
HygieneSling utan bälte polyester L (43604007)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	X	—	X	X	X		
Lyftband																			
Kan ej användas på 3-punktsupphängning																			
Invacare AB																			
Lyftband polyester, polstrad, kort (160093) lång (160094)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			X		
Lyftband, kort (1488876) lång (1488424)	X	X	X	—	X	X	X	X	—	—	X	X	X	—			X		
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)																			
Lyftband med förstyvning, par, polyester 115/133 cm (3590115)	X	X	—	—	—	X	X	X	—	—	X	X	—	—			—		X

OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL bredd:	art nr:																			
	djup:	max last:	Arjo Hunt-leigh	Arjo Hunt-leigh	Arjo Hunt-leigh	Arjo Hunt-leigh	Arjo Hunt-leigh	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	ETAC Sverige AB	Guld-mann Sverige AB	Guld-mann Sverige AB	Guld-mann Sverige AB	Guld-mann Sverige AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB	Human Care HC Sweden AB	
Lyftselar odelade benstöd låg/axelhög rygg Kan ej användas på 3-punktsupphängning			2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21189 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	
Etac AB																				
Nova Comfort Low XS, polyester (1620421)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low S, polyester (1620422)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low M, polyester (1620423)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low L, polyester (1620424)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low XL, polyester (1620425)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low XXL, polyester (1620426)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, XS nät utan polstring (1620521)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, S nät utan polstring (1620522)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, M nät utan polstring (1620523)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, L nät utan polstring (1620524)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, XL nät utan polstring (1620525)	X	X	X	X	X															
Nova Comfort Low net, XXL nät utan polstring (1620526)	X	X	X	X	X															
Guldman Sverige AB																				
Sit-on låg, nät M (291052)	X	X	X	X	X				X	X	X	X							X	X
Sit-on låg, nät XL (291082)	X	X	X	X	X				X	X	X	X							X	X
Human Care HC Sweden AB																				
Komfortsele låg JS (25060-js)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Komfortsele låg JM (25060-jm)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Komfortsele låg S (25060-s)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Komfortsele låg M (25060-m)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Komfortsele låg L (25060-l)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Komfortsele låg XL (25060-xl)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X			
Invacare AB																				
Comfortsele polyester/bomull M (6770384)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, nät, S (1523070)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, nät, M (1523096)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, nät, L (1523097)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, polyester, S (1523098)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, polyester, M (1523099)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Comfortsele standard, axelhög, polyester, L (1523100)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)																				
OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																				
Liko Comfortsele Plus, M (35300XX5)	X	X	—	X	X				X	X	X	X			X	X	X		HC	X
Liko Comfortsele Plus, L (35300XX6)	X	X	—	X	X				X	X	X	X			X	X	X		HC	X
Liko Comfortsele Plus, med Hygienöppn M (35310XX5)	X	X	—	X	X				X	X	X	X			X	X	X		HC	X
Liko Comfortsele Plus, med Hygienöppn L (35310XX6)	X	X	—	X	X				X	X	X	X			X	X	X		HC	X
RoMedic AB																				
ClassicSling polyesternät XS (41222003)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
ClassicSling polyesternät S (41222004)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
ClassicSling polyesternät, M (41222006)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
ClassicSling polyesternät L (41222007)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X
ClassicSling polyesternät XL (41222008)	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X	X

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Lyftselar odelade benstöd hög rygg Kan ej användas på 3-punktsupphängning	BYGEL	art nr:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
	bredd:	djup:		Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care	
		2-punktsbygel	art nr: KTA 82 846-24																		
			bredd: 39 cm																		
			Max last: 170 kg																		
		2-punktsbygel	art nr: KTA 82 845-24																		
			bredd: 52 cm																		
			Max last: 170 kg																		
		Integrerad 2-punktsbygel	art nr: LE 00003																		
			bredd: 60 cm																		
			Max last: 200 kg																		
		4-punktsbygel	art nr: KTA 82 847-24																		
			bredd: 45-67 cm																		
			djup: 28 cm																		
			Max last: 170 kg																		
		2-punktsbygel	art nr: 700.05495.33																		
			bredd: 58 cm																		
			Max last: 272 kg																		
		2-punktsbygel	art nr: 81560																		
			bredd: 30 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		2-punktsbygel	art nr: 81561																		
			bredd: 45 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		2-punktsbygel	art nr: 81562																		
			bredd: 50 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		4-punktsbygel	art nr: 81563																		
			Bredd: 50 cm																		
			Djup: 25 cm																		
			Max last: 300 kg																		
		4-punktsbygel	art nr: 81564																		
			Bredd: 50/25 cm																		
			Djup: 40 cm																		
			Max last: 350 kg																		
		2-punktsbygel "micro"	art nr: 21587, 21583																		
			bredd: 30 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		2-punktsbygel "liten"	art nr: 21287, 21283																		
			bredd: 40 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		2-punktsbygel "standard"	art nr: 21187, 21183																		
			bredd: 53 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9.																			
			bredd: 60 cm																		
			djup: 30 cm																		
			Max last: 250 kg																		
		3-pupph. Roomer/Singel	art nr: 5200, 5100																		
			bredd: 35, 45, 55 cm																		
			Max last: 300 kg																		
		2-pupph. Roomer/Singel	art nr: 5200, 5100																		
			bredd: 35, 45, 55 cm																		
			Max last: 200 kg																		
		2-punktsbygel Singel	art nr: 5100 Satellit																		
			bredd: 45 cm																		
			Max last: 300 kg																		

OBS!

För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Lyftselar odelade benstöd hög rygg Kan ej användas på 3-punktsupphängning	art nr: max last: BYGEL bredd: djup:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
		Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)		OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																
Liko Comfortsele Plus Hög, M (35350XX5)	2-punktsbygel art nr: KTA 82 846-24 bredd: 39 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Liko Comfortsele Plus Hög, L (35350XX6)	2-punktsbygel art nr: KTA 82 845-24 bredd: 52 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Liko Comfortsele Plus Hög, med Hygienöppn M (35360XX5)	Integrerad 2-punktsbygel art nr: LE 00003 bredd: 60 cm Max last: 200 kg	X	X	—	X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Liko Comfortsele Plus Hög, med Hygienöppn L (35360XX6)	4-punktsbygel art nr: KTA 82 847-24 bredd: 45-67 cm djup: 28 cm Max last: 170 kg	X	X	—	X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Molift AB																		
Molift Basic Skalsele - anpassas, one size (3047000)	2-punktsbygel art nr: 700.05495.33 bredd: 58 cm Max last: 272 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Molift Basic Skalsele ullfoder - anpassas, one size (3047001)	2-punktsbygel art nr: 81560 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Molift Basic Skalsele fleecefoder- anpassas, one size (3047002)	2-punktsbygel art nr: 81561 bredd: 45 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Pernova Hjälpmedel AB																		
Helsele komfort, polyester S (TL-7166)	2-punktsbygel art nr: 81562 bredd: 50 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Helsele komfort, polyester M (TL-7164)	4-punktsbygel art nr: 81563 Bredd: 50 cm Djup: 25 cm Max last: 300 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
Helsele komfort, polyester L (TL-7161)	4-punktsbygel art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm Djup: 40 cm Max last: 350 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
RoMedic AB																		
ClassicHBSling polyesternät XS (41522003)	2-punktsbygel "micro" art nr: 21587, 21583 bredd: 30 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
ClassicHBSling polyesternät S (41522006)	2-punktsbygel "liten" art nr: 21287, 21283 bredd: 40 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
ClassicHBSling polyesternät M (41522006)	2-punktsbygel "standard" art nr: 21187, 21183 bredd: 53 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
ClassicHBSling polyesternät L (41522006)	4-punktsbygel "H-bygel" se sid 9. bredd: 60 cm djup: 30 cm Max last: 250 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
ClassicHBSling polyesternät XL (41522007)	3-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 300 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
	2-pupph. Roomer/Singel art nr: 5200, 5100 bredd: 35, 45, 55 cm Max last: 200 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			
	2-punktsbygel Singel 5100 Satellit bredd: 45 cm Max last: 300 kg	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X			

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyftenhet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg art nr: ROB: TBA013000, 1AAA013000, 2BA023000	2-punkts lyftbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 35 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyftbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyftbygel "Birdie" / "Flamingo" Bredd: 55 cm. Annr. se sid. 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyftbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin" Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyftbygel "Birdie" / "Flamingo" bredd: 45 cm. djup: 31 cm Annr se sid 10. Max last: 170/180 kg	Lyftbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156073/156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/ 1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/ 1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/ 1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyftkasset RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																								
X	IVC	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM
X	IVC	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM
X	IVC	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM
X	IVC	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																								
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

BYGEL	bredd:	djup:	art nr:	max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
					Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care	Care	Care
Gåbälte Lyftväst provat på taklyft och 2-punktsbygel					art nr: 82 846-24	art nr: 845-24	art nr: LE 00003	art nr: 82 847-24	art nr: 700.05495.33	art nr: 81560	art nr: 81561	art nr: 81562	art nr: 81563	art nr: 81564	art nr: 21587, 21583	art nr: 21287, 21283	art nr: 21187, 21183	art nr: se sid 9.	art nr: 5200, 5100	art nr: 5200, 5100	art nr: 5100
					Max last: 170 kg	Max last: 170 kg	Max last: 200 kg	Max last: 170 kg	Max last: 272 kg	Max last: 250 kg	Max last: 250 kg	Max last: 250 kg	Bredd: 50 cm	Bredd: 50/25 cm	Bredd: 50 cm	Max last: 250 kg	Max last: 250 kg	Max last: 250 kg	Max last: 300 kg	Max last: 200 kg	Max last: 300 kg
Arjo Huntleigh																					
Gäväst S (MAA 5000 M-S)										X	X	X			X	X	X			X	X
Gäväst M (MAA 5000 M-M)										X	X	X			X	X	X			X	X
Gäväst L (MAA 5000 M-L)										X	X	X			X	X	X			X	X
Guldmann Sverige AB																					
Trainer med grenband nylon 6-10 år (28 30 11) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon 10-14 år (28 30 21) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon XS (28 30 31) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon S (28 30 41) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon M (28 30 51) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon L (28 30 61) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon XL (28 30 71) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Trainer med grenband nylon XXL (28 30 81) framknäppt	X	X	X					X	X	X	X	X								X	X
Human Care HC Sweden AB																					
Aktivitetsssele JS (25100-js)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Aktivitetsssele JM (25100-jm)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Aktivitetsssele JL (25100-ji)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Multisele S (25105-s)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Multisele M (25105-m)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Multisele L (25105-l)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X				
Invacare AB																					
Stöd-/Gåsele låg rygg, polyester, polstrad rygg XS (1485404)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stöd-/Gåsele låg rygg, polyester, polstrad rygg S (1485405)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stöd-/Gåsele låg rygg, polyester, polstrad rygg M (1485406)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stöd-/Gåsele låg rygg, polyester, polstrad rygg L (1484683)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stöd-/Gåsele låg rygg, polyester, polstrad rygg XL (1484684)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stödsele utan grenband XS (6945020)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stödsele utan grenband S (6945021)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stödsele utan grenband M (6945022)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Stödsele utan grenband L (6945023)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele med pos band och grenband XS (6770414)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele med pos band och grenband S (6770415)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele med pos band och grenband M (6770416)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele med pos band och grenband L (6770417)	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Liko AB – A Hill-Rom Company (se förkl på sid 14)																					
											OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4										
Liko Lyftväst, S (3560XX4)	X	—	—					—	X	X	X	X			X	X	GU			HC	HC
Liko Lyftväst, M (3560XX5)	X	X	—					X	X	X	X	X			X	X	X			HC	HC
Liko Lyftväst, L (3560XX6)	X	X	—					X	X	X	X	X			X	X	X			HC	HC
Liko Lyftväst med framknäpp, S (3564XX4)	X	—	—					—	X	X	X	X			X	X	GU			HC	HC
Liko Lyftväst med framknäpp, M (3564XX5)	X	X	—					X	X	X	X	X			X	X	X			HC	HC
Liko Lyftväst med framknäpp, L (3564XX6)	X	X	—					X	X	X	X	X			X	X	X			HC	HC
Molift AB																					
Easy gåsele S (3036100) avsedd även för 4-punktsbygel	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Easy gåsele M (3036200) avsedd även för 4-punktsbygel	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X
Easy gåsele L (3036300) avsedd även för 4-punktsbygel	X	X	X					X	X	X	X	X			X	X	X			X	X

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälp-medel AB	Pernova Hjälp-medel AB	Pernova Hjälp-medel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyftenhet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg art nr: ROB: TBA013000, 1AA013000, 2BA023000	2-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 35 cm. Anmr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 45 cm. Anmr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo" Bredd: 55 cm. Anmr. se sid. 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin" Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo" bredd: 45 cm. djup: 31 cm Anmr se sid 10.	4-punkts lyftbygel "Birdie"/"Flamingo" bredd: 55 cm djup: 31 cm Anmr se sid 10.	Lyftbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156077/3156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg. Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyftkasett RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X		X								X							

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Gåbälte Lyftväst provat på taklyft och 2-punktsbygel	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC
Pernova Hjälpmedel AB	2-punktsbygel bredd: 39 cm	art nr: KTA 82 846-24 Max last: 170 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam XXS (006-03119)	2-punktsbygel bredd: 52 cm	art nr: KTA 82 845-24 Max last: 170 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam XS (006-03120)	Integrerad 2-punktsbygel bredd: 60 cm	art nr: LE 00003 Max last: 200 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam S (006-03121)	4-punktsbygel bredd: 45-67 cm	art nr: KTA 82 847-24 djup: 28 cm Max last: 170 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam M (006-03122)	2-punktsbygel bredd: 58 cm	art nr: 700.05495.33 Max last: 272 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam L (006-03123)	2-punktsbygel bredd: 30 cm	art nr: 81560 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele dam XL (006-03124)	2-punktsbygel bredd: 45 cm	art nr: 81561 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr XXS (006-107)	2-punktsbygel bredd: 50 cm	art nr: 81562 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr XS (006-100)	4-punktsbygel bredd: 81563	art nr: 81563 Bredd: 50 cm djup: 25 cm Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr S (006-03101)	4-punktsbygel bredd: 50/25 cm	art nr: 81564 Bredd: 50/25 cm djup: 40 cm Max last: 350 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr M (006-03102)	2-punktsbygel "micro" bredd: 30 cm	art nr: 21567, 21568 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr L (006-03103)	2-punktsbygel "liten" bredd: 40 cm	art nr: 21267, 21268 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
Gåsele herr XL (006-03104)	2-punktsbygel "standard" bredd: 53 cm	art nr: 21167, 21168 Max last: 250 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
RoMedic AB	4-punktsbygel "H-bygel" bredd: 60 cm	art nr: se sid 9. djup: 30 cm Max last: 250 kg																		
WalkingVest polyester XXS (44200002)	3-pupph. Roomer/Singel bredd: 35, 45, 55 cm	art nr: 5200, 5100 Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
WalkingVest polyester XS (44200003)	2-pupph. Roomer/Singel bredd: 35, 45, 55 cm	art nr: 5200, 5100 Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
WalkingVest polyester S (44200004)	2-pupph. Roomer/Singel bredd: 35, 45, 55 cm	art nr: 5200, 5100 Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
WalkingVest polyester M (44200006)	2-pupph. Roomer/Singel bredd: 35, 45, 55 cm	art nr: 5200, 5100 Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
WalkingVest polyester L (44200007)	2-punktsbygel Singel bredd: 35, 45, 55 cm	art nr: 5200, 5100 Max last: 200 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
WalkingVest polyester XL (44200008)	2-punktsbygel Singel bredd: 45 cm	art nr: 5100 Satellit Max last: 300 kg		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
StandingVest för personer som använder ståskal XS (44503003)				X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
StandingVest för personer som använder ståskal S (44503004)				X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
StandingVest för personer som använder ståskal M (44503006)				X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
StandingVest för personer som använder ståskal L (44503007)				X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X
StandingVest för personer som använder ståskal XL (44503008)				X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" – se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyfthet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg a rt nr: ROB: TBA013000, TAA013000, 26AA23000	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 35 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo" Bredd: 55 cm. Annr. se sid. 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo"/"Robin". Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie"/"Flamingo" bredd: 45 cm. djup: 31 cm Annr se sid 10. Max last: 170/180 kg	Lyfbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156077/3156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyfkasett RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
X	X	X	X						X	X											X	X	X	X
OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																								
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				
X	X	X	X	X			ROM	ROM		ROM								X	X	X				

OBS! För att leverantörerna ska ta ett produktansvar enligt lagen, kräver de att en kombination enligt "särskild upprättad lista", föregås av en **dokumenterad utprovning där brukaren medverkar**. Kombinationslistan ersätter aldrig en utprovning. Om man avstår från att göra en utprovning där brukaren medverkar, tar inte leverantörerna något produktansvar enligt samarbetsavtalet.

Övrigt	BYGEL bredd:	djup:	art nr: max last:	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	Arjo	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	ETAC	Guld-	Guld-	Guld-	Guld-	Human	Human	Human	
				Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Hunt-	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	Sverige	mann	mann	mann	mann	Care HC	Care HC	Care HC	
Guldmann Sverige AB																					
Liftsele för ben, polyester (28650)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
Repositioneringssele, polyester (28465)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
Human Care HC Sweden AB																					
Butterfly Repositioning Sling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Liko AB	OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																				
RepoLakan Original, Regular/Ultra (3687XXX)	X							X	X	EC	EC	EC	X	X	GU	GU			HC	X	
RoMedic AB																					
TopSheet, vändn.hjlpn/ink.skydd, polyester M (1520)	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	X	
Skall användas till TurnSheet eller WendyLet 4 Way																					
SafeHandlingSheet max 300kg (47592006)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
LimbSling (Lyftband) polyester M (49200006)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Svart på Vitt AB																					
Lätta lyft std polyamid/bomull S (LL45180) inkl lyftb.(LL65100, 65200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	
Lätta lyft std polyamid/bomull M (LL45190) inkl lyftb.(LL65100, 65200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	
Lätta lyft bad nät vinyl/polyesterl M (LL55100) inkl lyftb.(LL65100, 65200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	
Lätta lyft std polyamid/bomull L (LL45200) inkl lyftb.(LL65100, 65200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	
Lätta lyft bad nät vinyl/polyamid S (LL55000) inkl lyftb.(LL65100, 65200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	
Lätta lyft bad nät vinyl/polyamid L (LL55200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	

I de kombinationer där en leverantör tar ansvar för både den egna och den andra partens produkt i kombination med varandra, markeras det i rutan med företagets "signatur" - se särskild lista, sid 4. Vårdgivaren skall följa ansvarig leverantörs bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Nummer 13 (1/5 2009-30/4 2010)
HjälpmiddelsCenter Väst
 Best. av kombinationslistan:
 fax 031-701 72 88

Human Care HC Sweden AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Inva-care AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Liko AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Molift AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	Pernova Hjälpmedel AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB	RoMedic AB
2-punktsbygel Singel 5100 Savellit bredd: 55 cm Max last: 300 kg	Lyfthet "Robin" variabel bredd Max last: 200 kg a art nr: ROB: TBA013000, 1AAA013000, 2BA023000	2-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 35 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin". Bredd: 45 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180/200 kg	2-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" Bredd: 55 cm. Annr se sid 10. Max last: 170/180 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" / "Robin" Max last: 170/180/200 kg	4-punkts lyfbygel "Birdie" / "Flamingo" Max last: 170/180 kg	Lyfbygel Standard 450 art nr: 3156001 bredd: 45 cm Max last: 200 /300 kg	Universalsbygel 350 art nr: 3156074/3156002 bredd: 35cm Max last: 300/200 kg	Universalsbygel 670 Twin art nr: 3156077/3156012 bredd: 67/45 cm djup: 8 cm Max last: 300 kg	Universalsbygel 450 art nr: 3156075 bredd: 45 cm Max last: 300 kg	4-pb M Partner 205/230-255 kg Art nr: 1430001/1430003. Bredd: 45 cm. Djup: 30 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 205/230-255 art nr: 1430002/ 1430006. Bredd: 35 cm. Djup: 35 cm. Max last: 205/230-255 kg	4-pb M Partner 230/255. Art nr: 1330002. Bredd: 65 cm. Djup: 38 cm. Max last: 230-255 kg.	2-pb M Partner 205. Art: 1430008. Bredd: 35 cm. Max last: 205 kg.	Molift Smart/Nomad Bredd: 43 cm Djup: 22 cm Max last: 150/230 kg	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430007/ 1330004. Bredd: 55 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-pb M Partner 205/230-255. Art nr: 1430006/ 1330003. Bredd: 45 cm. Max last: 205/230-255 kg.	2-punktsbygel art nr: 018-03505, 015-01972 bredd: 35 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03507, 015-01971 bredd: 48 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel art nr: 018-03508, 015-01970 bredd: 58 cm Max last: 200 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" S art nr 70200001 Bredd 35 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" M art nr 70200002 Bredd: 45 cm Max last: 300 kg	2-punktsbygel "Sling Bar" L art nr 70200003 Bredd: 60 cm Max last: 300 kg	Lyfkasett RisePorto art nr 50200001 Bredd 50 cm Max last: 200 kg
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HC	IVC	X	X	IVC	IVC	IVC								X	MO	MO	X	X	PH	PH	ROM	ROM	ROM	ROM
OBS! Signatur är en godkänd kombination - se sid 4																								
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	ROM	ROM	ROM	ROM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Leverantörsförteckning

Arjo Huntleigh

Box 61, 241 21 Eslöv

Tel. 0413-645 00

Fax. 0413-645 83

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

Tel. 0371-58 73 00

Fax. 0371-58 73 90

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4, 441 57 Alingsås

Tel. 0322-552 90

Fax. 0322-553 20

Human Care HC Sweden AB

Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm

Tel. 08-510 132 00

Fax. 08-665 35 10

Invacare AB

Box 66, 163 91 Spånga

Tel. 08-761 70 90

Fax. 08-761 81 08

Liko AB – A Hill-Rom Company

Nedre vägen 100, 975 92 Luleå

Tel. 0920-47 47 00

Fax. 0920-47 47 01

Molift AB

Ekbacksvägen 26, 168 69 Bromma

Tel. 08-564 616 51

Fax. 08-564 616 59

Pernova Hjälpmedel AB

Drottninggatan 111, 281 48 Hässleholm

Tel. 0451-705 400

Fax. 0451-705 402

RoMedic AB

Veddestavägen 15, 175 62 Järfälla

Tel. 08-594 773 33

Fax. 08-594 773 44

Svart på Vitt AB

Box 4067, 443 12 Gråbo

Tel. 0302-468 40

Fax. 0302-468 49

Förhållningssätt till alternativa tillbehör

Att kombinera en produkt med ett tillbehör från en annan tillverkare är inte helt oproblematiskt. Om en produkt ska användas eller kombineras med andra produkter ska den tillverkare som hävdar kompatibilitet verifiera att kombinationen, inklusive den sammanhållande länken, är säker och att den sammansatta produkten har utlovade prestanda.

Samspel mellan två tillverkare

Om produkt och tillbehör tillhandahålls av två olika tillverkare och kompatibiliteten endast styrks av den ena parten kan det uppstå oklarheter. Grundprincipen är att den som påstår att en kombination är säker och ändamålsenlig skall kunna visa detta.

Man kan presentera de olika möjligheterna på följande sätt:

Tillverkare A respektive B anger i sin marknadsföring hur respektive produkt kan kombineras med andra produkter.

<i>Vem ska svara för att kombinationen är säker och att produkternas prestanda inte försämras?</i>		
	Kombinationen sanktionerad av A	Kombinationen ej sanktionerad av A
Kombinationen sanktionerad av B	Båda tillverkarna	Tillverkare B
Kombinationen ej sanktionerad av B	Tillverkare A	I förekommande fall användaren

Om förhållandet mellan leverantörerna är gott kan man reglera förhållandet i ett avtal. Det innebär att respektive tillverkare ansvarar för sin produkt och tar hänsyn till kombinationen i sin riskanalys.

Om däremot tillverkare A ensidigt deklarerar kompatibilitet måste han ha så god kännedom om den andre tillverkarens produkt att han kan säkerställa att dess egenskaper inte påverkas negativt i den aktuella kombinationen. A måste också genomföra en riskanalys som omfattar hela kombinationen.

A måste således kunna definiera och bedöma gränssnittet mellan produkterna, och utforma lämpliga acceptanskriterier för att utvärdera sin produkt i de kombinationer som kan bli aktuella. Ju mer komplex och kritisk applikationen är desto striktare är kraven på den dokumentation som skall finnas för att styrka kompatibiliteten.

Förutom en ny teknisk dokumentation måste informationen till användaren kompletteras och ibland ersättas med helt ny information. Dokumentationens innehåll/utformning bestäms av riskanalysen. Om ett alternativt tillbehör är CE-märkt på ett korrekt sätt innebär detta att tillverkaren av tillbehöret garanterar och kan visa att det kan användas säkert tillsammans med originalprodukten.

www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage___1590.aspx
2006-02-06

hmcv.se

Esperantoplatsen 5, 411 19 Göteborg
Tel. 031-13 05 84 Fax 031-701 72 88
E-post: kicki.reifeldt@hmcv.se

Pris: 130:-
inkl. moms och frakt



Hjälpmedelsinstitutet

Box 510, 162 15 Vällingby
Texttfn 08-759 66 30 Fax 08-739 21 52
Best.nr: 08304